



# サラヤ針捨てBOX 専用トレー

処置に必要な物品をひとまとめにして安全・衛生的に運搬



単品サイズ：W319×D250×H40mm  
材質：PP(本体)、シリコンゴム(底部)

50mLシリンジの太さ  
(目安)が置ける溝付き

1L使用例



1.5L使用例



3.2L  
使用例



※3.2L回転タイプも可能

使用イメージ



## 商品特徴

### 安心

- サラヤ針捨てBOXをしっかり固定して運搬
- トレーの底には滑り止め付き

### 清潔

- 取っ手付きで汚染部位に触れない
- 汚れが見えやすいホワイトカラー
- 処置ごとに清浄管理可能  
(蒸気滅菌や薬液含浸クロス等)

### 便利

- トレー1つで、サラヤ針捨てBOX4規格が収納できる  
(どこに入れるか迷わないBOX容量の刻印付き)
- 50mLシリンジの太さ(目安)が置ける溝付き
- 積み重ねられて省スペースでスッキリ保管



病棟での患者ケアに



外来での採血に



透析室での採血に

意匠登録

第1751469号

ホルダーやブラケット(ボール固定式、フック式)もございます。詳細は担当営業へお問い合わせください。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
針捨てBOX専用トレー	1L/1.5L/3.2L共用	10	45369	49-87696-45369-2

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2023年12月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938  
(受付時間：平日 9:00～18:00)