



サラヤ ヘアキャップ



DISPOSABLE HAIR CAP


Personal Protective Equipment

不織布製・フリーサイズ

ブルー



ピンク



ホワイト



着用目的

1. 湿性生体物質による汚染から医療従事者を守ります。
湿性生体物質で汚染される可能性がある場合、
医療従事者の頭頂部を守ります。
2. 頭髮などの落屑による汚染から患者や物品を守ります。
医療従事者の頭髮に付着している埃や病原体に
患者や物品が曝露されるのを防ぎます。



注意

- 本品はディスポーザブル製品ですので、使用は1回限りとして、使用後は適切に廃棄してください。
- 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
- 品質保持のため、直射日光、高温多湿での保管は避けてください。
- 刃物などの鋭利なものに触れると破れたり穴があいたりする場合があります。
- 本品は未滅菌です。

仕様

材質 … 不織布 (PP)
サイズ … フリー

わかりやすい
パッケージ
デザインで
現場をフォロー



保管時にも認識
しやすいように
正面・側面に
品名、ピクト、サ
イズを大きく
表示。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤヘアキャップ ブルー	100枚入 / フリーサイズ	6	51112	49-87696-51112-5
サラヤヘアキャップ ピンク			51113	49-87696-51113-2
サラヤヘアキャップ ホワイト			51114	49-87696-51114-9

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2023年3月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～18:00)